

ПРИГЛАШАЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ИНВАЛИДОВ, ГРАЖДАН, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, А ТАКЖЕ РОДСТВЕННИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД ЗА ИНВАЛИДАМИ:

- ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ
- ПРОЙТИ КУРС ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
- ПРОЙТИ КУРС ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
- ПОЛУЧИТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ПО УХОДУ ЗА ЛЕЖАЧИМИ ПАЦИЕНТАМИ.

Весь комплекс услуг осуществляется с учетом индивидуальной программы предоставления социальных услуг на основе индивидуальной программы реабилитации, заключения врача о состоянии здоровья клиента, о его физических и психологических особенностях.

## Режим работы «Школы реабилитации»

Понедельник – пятница

С 14-00 до 17-00  
Обед с 13-00 до 14-00

Занятия проводятся в  
группах и индивидуально

Наши специалисты:

*Сухоруких Олеся  
Николаевна* -культурорганизатор,  
трудотерапевт.

В е р б и ц к а я      Н а т а л ь я  
А л е к с а н д р о в н а -      м е д и ц и н с к а я  
с е с т р а .

И г н а т е н к о   Н а т а л ь я   И г о р е в н а -  
з а в е д у ю щ а я   о т д е л е н и е м  
д н е в н о г о   п р е б ы в а н и я .

С. Долгодеревенское, ул.  
Северная 14

Тел: 8 (35144) 3-21-06,  
5-22-53

ИНТЕРНЕТ САЙТ:  
kcs016.eps74.ru



Муниципальное учреждение  
«Комплексный центр социального обслуживания  
населения»  
Сосновского муниципального района

## Школа реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов



## КОМНАТА СОЦИАЛЬНО- БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ

Отделение дневного  
пребывания

## ОБОРУДОВАНИЕ КОМНАТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ:

Для многих инвалидов и людей, имеющих серьезное заболевание, становятся недоступными простейшие, элементарные движения.

Боль, контрактуры или мышечная слабость делают невозможными даже повороты в постели, присаживание или вставание со стула или кровати, самостоятельную ходьбу. Как следствие, разрушаются ежедневные бытовые навыки, что и является самым непереносимым для человека. Именно несамостоятельность в быту и невозможность выполнить простейшие действия, которые были доступны ранее, до болезни — является непереносимым для человека и причиняет душевные страдания.

### КОМНАТА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ ЭТО—

модель жилого помещения, которая оборудована вспомогательными техническими средствами реабилитации, доступными для инвалидов, и приспособлена для обучения инвалидов и лиц осуществляющих уход за ними правилам пользования техническими средствами реабилитации и бытовым навыкам в соответствии со спецификой имеющихся заболеваний.



Кровать функциональная механическая + противопролежневый матрас+ противопролежневая подушка

Основным назначением функциональной кровати является создание оптимальных условий для ухода за лежачими больными, пациентами после операций и людьми, ограниченными в движении. Для неподвижно лежащих больных рекомендуется использовать противопролежневые системы для предотвращения образования пролежней и обеспечения комфорта больному

Устройство, облегчающее инвалидам, пожилым людям и пациентам с ограниченными возможностями справляться естественные нужды не затрачивая силы на преодоление расстояния до туалетной комнаты. Для правильного подбора туалетного стула необходимо знать особенности модели и в чем их кардинальные отличия.



Кресло-туалет для инвалидов и пожилых людей



Ходунки.

Основная функция роллаторов или ходунков заключается в уменьшении нагрузки на опорно-двигательный аппарат при ходьбе в помещении и на улице. Кроме того они способствуют улучшению координации движений, поддержанию равновесия. Рекомендованы для людей перенесших операцию, находящихся на реабилитационном периоде и утративших способность передвигаться без посторонней помощи.



Средства по уходу за лежачими пациентами

На занятиях по обучению практическим навыкам по уходу за лежачими пациентами клиенты получают информацию о правильном использовании абсорбирующего белья, пользованию средствами для личной гигиены, профилактики и лечения пролежней, необходимых препаратов для кожи. Своевременно и правильно подобранные средства по уходу за лежачими пациентами помогут облегчить страдания больного, способствуют созданию комфортных условий как для больного, так и для его близких.

Предназначен для восстановления двигательной активности руки, удержания небольшого предмета, координации, точности и ловкости движений. Контроль точности движения руки осуществляется с помощью звуковой индикации. Способствует восстановлению мелкой моторики и координации движений у пациентов с парезами, контрактурами, гипотрофией мышц верхних конечностей.



Контур для эрготерапии



Многофункциональный тренажер для рук

Способствует ускорению реабилитации лиц, перенесших инсульт, черепно-мозговую травму и других заболеваний, при которых частично утрачиваются способности мелкой моторики рук. Данный тренажер позволяет ускорить реабилитацию клиента уже на ранних послеоперационных стадиях, когда другие методы еще невозможно использовать.